

<p>.....</p> <p>opracował</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>data aktualizacji</p> <p>.....</p>
<p>.....</p> <p>pieczęćka zakładu</p> <p>.....</p>	

P-05	PROCEDURA : POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI MEDYCZNYMI
-------------	---

ODPADY MEDYCZNE to odpady powstałe w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych dzieciom i młodzieży oraz personelowi szkoły w gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

MAGAZYNOWANIE ODPADÓW to czasowe przetrzymywanie lub gromadzenie odpadów przed ich transportem do utylizacji przez firmę.

GOSPODARKA ODPADAMI to między innymi zbieranie i transport odpadów oraz nadzór nad tymi działaniami.

ODPADY MEDYCZNE ZAKAŻNE kod 18 01 03 - to odpady, które zawierają żywe mikroorganizmy lub ich toksyny stanowiące zagrożenie epidemiologiczne dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska.

ODPADY NIEBEZPIECZNE INNE NIŻ ZAKAŻNE(to odpady o kodach : 18 01 04 , 18 01 07 , 18 01 09 , 18 01 08 , 18 01 10 , 18 01 01 , 18 01 81) to odpady medyczne nie posiadające właściwości niebezpiecznych np. chemikalia , przeterminowane leki .

CELEM PROCEDURY P-05 jest :

- * selektywne zbieranie odpadów medycznych ,
- * zapobieganie zakażeniom ,
- * ochrona zdrowia personelu medycznego oraz uczniów i pracowników szkoły ,
- * ochrona środowiska .

ZASADY POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI MEDYCZNYMI ZAKAŻNYMI :

I. Odpady medyczne powstałe w wyniku udzielania świadczeń w Gabinetach Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej zbierane są w :

1. **pojemniki jednorazowego użytku na odpady medyczne o ostrych końcach i krawędziach** o kodzie 18 01 03 , odporny na przekłucia i przecięcia .Wielkość pojemnika zależna od potrzeb gabinetu , kształt otworu pojemnika stwarza możliwość nieodwracalnego umieszczenia w nim przedmiotu . W przypadku pojemników służących do zbierania igieł do iniekcji – pozwala na bezpieczne zdjęcie ostrza bez konieczności manipulowania .Pojemnik powinien być wypełniony nie więcej niż do 2/3 objętości , zmieniany co 72 godziny .
2. **pojemniki wyłożone workami czerwonymi na odpady medyczne zakażne** , do zbierania sprzętu jednorazowego użytku (strzykawki , wenflony , szpatułki , aparaty do przetaczania płynów itd.) opatrunków nasączonych krwią ,wydalinami lub wydzielinami w przypadku udzielania świadczeń uczniom lub pracownikom szkoły. Worki są wytrzymałe , odporne na działanie wilgoci oraz środków chemicznych . Pojemniki z wywiniętym mankietem na zewnątrz w sposób umożliwiający bezpieczne zamknięcie . Pojemnik należy napełniać do 2/3 objętości worka .Niedopuszczalne jest otwieranie raz

zamkniętego pojemnika lub worka. W przypadku uszkodzenia worka lub pojemnika należy go w całości umieścić innym większym nieuszkodzonym worku lub pojemniku.

3. czas magazynowania odpadów zakaźnych nie może przekraczać 72 godzin w pomieszczeniu o temperaturze od 10 ° C do 18 ° C. W temperaturze poniżej 10 ° C odpady medyczne zakaźne mogą być magazynowane tak długo, jak długo pozwalają na to ich właściwości, ale nie dłużej niż 30 dni.
4. każdy pojemnik lub worek jednorazowego z odpadami medycznymi w miejscu ich powstawania powinien posiadać widoczne oznakowanie identyfikacyjne, które zawiera :
 - kod odpadów medycznych w nim przechowywanych,
 - nazwę wytwórcy odpadów medycznych,
 - numer REGON wytwórcy odpadów medycznych,
 - numer księgi rejestrowej wytwórcy odpadów medycznych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
 - datę i godzinę otwarcia (rozpoczęcia użytkowania),
 - datę i godzinę zamknięcia worka, pojemnika,
5. worek z odpadami w pojemniku, w którym są one zbierane po napełnieniu do 2/3 należy wyjąć, szczelnie zawiązać, a następnie oznakować metryczką z danymi jak powyżej. Czynności te należy wykonywać w rękawicach ochronnych. Odpady włożyć do lodówki turystycznej lub termotorby z wkładami chłodzącymi,
6. transport odpadów z miejsca powstawania do miejsca magazynowania odbywa się w pojemniku zamykanym (lodówka turystyczna/termotorba) i przekazywane osobie zajmującej się odbiorem. Odpady umieszczane są w specjalnie na ten cel przygotowanym pomieszczeniu, w którym znajduje się lodówka na odpady medyczne. Lodówka wyposażona jest w termometr, wskazujący temperaturę, którą należy kontrolować i każdorazowo odnotowywać w zeszycie.
7. po przekazaniu worka z odpadami, lodówkę turystyczną, w której były transportowane odpady należy każdorazowo zdezynfekować i umyć (zgodnie z procedurą P-02).
8. po każdorazowym przekazaniu odpadów z lodówki zbiorczej, należy ją również umyć i zdezynfekować,
9. Wszystkie operacje wykonywane przy odbiorze i przekazywaniu odpadów należy wykonywać w rękawiczkach, po czym rękawiczki należy zdjąć i umieścić w pojemniku wyłożonym czerwonym workiem, ręce natomiast umyć i zdezynfekować.

TRANSPORT ;

1. Odbioru odpadów medycznych dokonuje firma1 raz w miesiącu
2. Worki foliowe koloru czerwonego do zbierania odpadów medycznych zakaźnych dostarcza firma odbierająca odpady.
3. Fakt przekazania odpadów firmie potwierdzone jest pozostawieniem „Karty przekazania odpadów, z datą odbioru.

.....
Data i podpis Pracownika

.....
Data i podpis Kierownika